




## Alarmer

**VORSICHT**




### Verletzungsgefahr durch unplausible Alarmgrenzen!

-> Alarmgrenzen im Menüpunkt *Alarmer* immer patientengerecht einstellen.

### Alarmsymbole

-  Physiologischer Alarm aktiviert.
-  Physiologischer Alarm deaktiviert.
-  Alarm stumm geschaltet.






Prioritäten bei gleichzeitig ausgelösten Alarmen

-  Hohe Priorität (rot)
-  Mittlere Priorität (gelb)
-  Niedrige Priorität (gelb)


### Quittieren von Alarmen

Alarm-Quittierungstaste  drücken, um akustischen Alarm für 120 Sek. zu unterdrücken.


### Symbole im Display

-  Akku: zeigt die Anzahl der Akkus und die Akkukapazität an
-  SD Karte: Messwerte werden auf die Speicherkarte geschrieben.
-  Filterwechsel notwendig
-  Wartung notwendig
-  Gebläse aus (Standby-Betrieb)

## Klinikfunktionen freischalten und sperren



### Gerät ein- und ausschalten

Ein- /Aus-taste  drücken. Beim Ausschalten Alarm Achtung: Gerät wurde ausgeschaltet quittieren.

### Freischalten

Im Patientenmodus oder bei aktivierter Autosperre: Tasten IPAP und PEEP 4 Sekunden lang drücken, bis die Meldung *Klinikmenü gesperrt!* oder *Nur im Klinikmenü verfügbar* nicht mehr angezeigt wird.

### Sperren

Tasten IPAP und PEEP drücken, bis die Meldung *Klinikmenü gesperrt!* erscheint. oder *Patientenmodus über das Menü aktivieren.*

Weinmann  
Geräte für Medizin GmbH+Co.KG  
Kronsaalweg 40 ■ 22525 Hamburg  
E: info@weinmann.de ■ www.weinmann.de  
T: +49 40 54 70 20 Zentrale  
F: +49 40 54 70 24 61 Zentrale

CE 0197


WM67620b-12Z015

## Kurzgebrauchsanweisung für Klinikpersonal

# VENTlogic LS VENTlogic plus



- 1 Ein-/Aus-Taste
- 2 Alarmunterdrückung
- 3 SD-Karte
- 4 Wechselakku (optional)

 Dieses Dokument ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung. Vollständige Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung und den Zusatzinformationen für Klinikpersonal.

## Schlauchsystem

### ⚠️ WARNUNG

#### Überhitzungsgefahr des Gerätes durch zu kleine Schlauchdurchmesser!


- > Nur Schlauchsysteme mit einem Durchmesser von Ø15 mm oder größer verwenden.
- > Beachten, dass der zulässige Gesamtwiderstand auch bei Schlauchsystemen mit Ø15 mm in Kombination mit Bakterienfiltern überschritten sein kann.

### ⚠️ VORSICHT

#### Erstickungsgefahr durch CO<sub>2</sub>-Anreicherung!

- > Leckagesystem nur mit Ausatemsystem verwenden.
- > Im Ventilsystem das Patientenventil immer geöffnet halten.

### Einschlauch-Ventilsystem anschließen



1. Wenn notwendig: Gerät für Betrieb mit Ventilsystem umrüsten und Einschlauch-Ventil im Gerät einstellen.
2. Beatmungsschlauch (1) auf den Geräteausgang stecken.
3. Druckmessschlauch (2) an den blau gekennzeichneten Anschluss  $P_{CO_2}$  anschließen.
4. Ventilsteuerschlauch (3) an den Anschluss  $\frac{1}{2}$  anschließen.
5. Schlauchende mit Patientenventil (4) an den Beatmungszugang anschließen.

### Doppelschlauch-Ventilsystem anschließen (nur VENTILogic LS)



1. Wenn notwendig: Expirationsblock montieren und Doppelschlauch-Ventil im Gerät einstellen.
2. Beatmungsschlauch (1) auf den Geräteausgang stecken.
3. Expirationsschlauch mit Patientenventil (4) auf den Geräteeingang am Expirationsblock stecken.
4. Druckmessschlauch (2) an den blau gekennzeichneten Anschluss  $P_{CO_2}$  anschließen.
5. Ventilsteuerschlauch (3) an den Anschluss  $\frac{1}{2}$  anschließen.
6. Schlauchende (Y-Stück) an den Beatmungszugang anschließen.

### Leckagesystem anschließen



1. Wenn notwendig: Gerät für Betrieb im Leckagesystem umrüsten und Leckagesystem im Gerät einstellen.
2. Schlauchsystem auf den Geräteausgang stecken, bis der Click-Adapter einrastet.
3. Schlauchende an den Beatmungszugang anschließen.

## Sauerstoffeinleitung

### ⚠️ WARNUNG

#### Brandgefahr durch Sauerstoff!


- > Rauchen und offenes Feuer vermeiden.
- > Keine elektrisch leitfähigen Schläuche verwenden.
- > Sauerstoff nur über Sauerstoffanschluss einleiten.

### Sauerstoffeinleitung anschließen



1. Therapiergerät einschalten.
2. O<sub>2</sub>-Kupplung (1) an das Therapiergerät anschließen.
3. Sauerstoffquelle an die O<sub>2</sub>-Kupplung anschließen.
4. Sauerstoffeinleitung starten.

### Sauerstoffkonzentration messen (nur Ventilsystem)



1. Luftführungsadapter (2), Sauerstoffsensor (1) und T-Adapter (3) zusammenbauen und auf den Geräteausgang stecken.



2. Sensorkabel an die Sauerstoffmessbuchse (4) anschließen.
3. Schlauchsystem anschließen.
4. Sauerstoffsensoren bei laufender Beatmung kalibrieren. Dazu O<sub>2</sub>-Taste  $\odot$  drücken

### Sauerstoffeinleitung beenden

1. Sauerstoffeinleitung abstellen.
2. Gerät ohne Sauerstoff betreiben, um den restlichen Sauerstoff auszuspülen.